



Centro Ortopedico 2000 srl

Via Emanuele Carnevale 75 00173 Roma
tel. 0695948200, fax 0695948269, e-mail info@centroortopedico2000.com
sito internet www.centroortopedico2000.com

Filiali

Via Scribonio Curione 111/113, 00175 Roma, tel. 0676962132 - 06764156

assistenza pratica Asl

gratuita

per informazioni:

Numero verde 800 354433

ALLEGATO ALLA PRESCRIZIONE

Calzatura su misura bassa



Calzature atte a correggere una patologia del piede che richiede l'applicazione di un plantare. Sono costruite su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e della misura del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo stilizzato.

Di seguito si rimettono i codici N.T. di riferimento da individuare in base al n° del piede e alle caratteristiche tecniche della calzatura.

Codice N.T. (dal n. 18 al n. 33)

- 063306012 Calzatura su misura bassa per plantare con forti calcaneari
- 063306030 Calzatura su misura bassa con rialzo interno fino a 2 cm
- 063306039 Calzatura su misura bassa con rialzo interno da 2 a 4 cm
- 063306054 Calzatura su misura bassa con avampiede modellato
- 063306063 Calzatura su misura bassa di rivestimento a tutore o a protesi
- 063306081 Calzatura su misura bassa di rivestim. c/rialzo al tutore fino a 2 cm

Codice N.T. (dal n. 34 al n. 46)

- 063306015 Calzatura su misura bassa per plantare con forti calcaneari
- 063306033 Calzatura su misura bassa con rialzo interno fino a 2 cm
- 063306042 Calzatura su misura bassa con rialzo interno da 2 a 4 cm
- 063306057 Calzatura su misura bassa con avampiede modellato
- 063306066 Calzatura su misura bassa di rivestimento a tutore o a protesi
- 063306084 Calzatura su misura bassa di rivestim. c/rialzo al tutore fino a 2 cm

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili alla calzatura)

- 063306181 Traforatura del tomaio
- 063306109 Fodera in materiale morbido
- 063306112 Fodera in pelo di agnello
- 063306115 Fodera laterale, rigido o semirigido
- 063306118 Forte bilaterale rigido o semirigido
- 063306184 Forte con armatura metallica
- 063306178 Tomaio più alto del normale: - da cm 15 fino a cm 25
- 063306166 Stivale addizionale alla calzatura ortopedica
- 063306190 Imbottitura di compenso per stivale
- 063306211 Guardolo oltre mm 5
- 063306208 Numerata superiore ai numeri massimi indicati
- 063306133 Molla esterna posteriore di Codivilla
- 063306145 Molla intersuola

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili al fondo)

- 063306106 Doppia suola dell'avampiede
- 063306121 Mezza suola antisdrucciolo
- 063306163 Speronatura alla suola e/o al tacco
- 063306169 Suola e tacco antisdrucciolo
- 063306172 Suola e tacco a carro armato
- 063306187 Suoletta con attacco a baionetta
- 063306202 Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco
- 063306205 Tacco prolungato mediale o laterale
- 063306124 Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo
- 063306214 Campanatura alla suola e al tacco

Calzatura su misura alta



Calzature atte a correggere una patologia del piede che richiede l'applicazione di un plantare. Sono costruite su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattato previo rilievo del grafico e della misura del piede, oppure su calco di gesso negativo e positivo stilizzato.

Di seguito si rimettono i codici N.T. di riferimento da individuare in base al n° del piede e alle caratteristiche tecniche della calzatura.

Codice N.T. (dal n. 18 al n. 46)

- 063306018 Calzatura su misura alta per plantare con forti calcaneari
- 063306021 Calzatura su misura alta per plantare con forti rigidi o semirigidi
- 063306036 Calzatura su misura alta con rialzo interno fino a 2 cm
- 063306045 Calzatura su misura alta con rialzo interno da 2 a 4 cm
- 063306048 Calzatura su misura alta con rialzo interno da 4 a 8 cm
- 063306051 Calzatura su misura alta con rialzo interno oltre 8 cm
- 063306024 Calzatura su misura alta per piede equino varo spinato
- 063306027 Calzatura su misura alta per piede pronato abdotto
- 063306060 Calzatura su misura alta con avampiede modellato
- 063306069 Calzatura su misura alta di rivestimento a tutore o a protesi
- 063306087 Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore fino a 2 cm
- 063306090 Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore da 2 a 4 cm
- 063306093 Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore da 4 a 8 cm
- 063306096 Calzatura su misura alta di rivestimento c/rialzo al tutore oltre 8 cm

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili alla calzatura)

- 063306181 Traforatura del tomaio
- 063306109 Fodera in materiale morbido
- 063306112 Fodera in pelo di agnello
- 063306115 Fodera laterale, rigido o semirigido
- 063306118 Forte bilaterale rigido o semirigido
- 063306184 Forte con armatura metallica
- 063306178 Tomaio più alto del normale: - da cm 15 fino a cm 25
- 063306166 Stivale addizionale alla calzatura ortopedica
- 063306190 Imbottitura di compenso per stivale
- 063306211 Guardolo oltre mm 5
- 063306208 Numerata superiore ai numeri massimi indicati
- 063306133 Molla esterna posteriore di Codivilla
- 063306145 Molla intersuola

Codice N.T. (aggiuntivi applicabili al fondo)

- 063306106 Doppia suola dell'avampiede
- 063306121 Mezza suola antisdrucciolo
- 063306163 Speronatura alla suola e/o al tacco
- 063306169 Suola e tacco antisdrucciolo
- 063306172 Suola e tacco a carro armato
- 063306187 Suoletta con attacco a baionetta
- 063306202 Piano inclinato totale o zeppa alla suola e al tacco
- 063306205 Tacco prolungato mediale o laterale
- 063306124 Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo
- 063306214 Campanatura alla suola e al tacco

Molla di Codivilla esterna



Ad azione talizzante. Indicata per patologie neurologiche, piede cadente, piede equino-varo.

Codice N.T.

- 063306133 Molla esterna posteriore di Codivilla

Molla ad "U" esterna



Ad azione talizzante. Viene fissata direttamente alla scarpa, garantendo una maggiore stabilità in prono-supinazione.

Codice N.T.

- 061206039 Tutore a molla in filo armonico

Molla di Codivilla in polipropilene



Ortesi per sollevare l'avampiede e impedire la flessione plantare. Ad azione elastica talizzante, viene calzata con la scarpa.

Codice N.T.

- 061206030 Tutore alto, c/apertura al tallone, mater. sintetico

Molla di Codivilla in cuoio



Ortesi gamba-piede caratterizzata da una molla interna con rivestimento in cuoio e con componenti predisposti.

Codice N.T.

- 061206036 Tutore a molla interna c/rivest. in cuoio

Molla in carbonio



Ortesi dinamica in carbonio per la tibia-tarsica.

Codice N.T.

- 061206018 Tutore per gamba rigido a valva
- 061218214 Rivestimento morbido interno al sandalo
- 061218211 Inserti di carbonio alla T.T. su tutore

Tutore Peromed



Ortesi peroneale per paresi. Stabilizza anche le paresi totali dei peronei e impedisce in modo sicuro il piede ciondolante.

Codice N.T.

- 061206024 Tutore gamba-piede basso, mater. sintetico