



Centro Ortopedico 2000 srl

Via Emanuele Carnevale 75, 00173 Roma
tel. 0695948200, fax 0695948269, e-mail info@centroortopedico2000.com
sito internet www.centroortopedico2000.com

Filiali

Via Scribonio Curione 111/113, 00175 Roma, tel. 0676962132 - 06764156

assistenza pratica Asl

gratuita

per informazioni:

Numero verde 800 354433

ALLEGATO ALLA PRESCRIZIONE

Plantari in materiale sintetico



Plantare costruito su misura, modellato su calco di gesso.
Caratterizzato da volta longitudinale mediale e laterale e goccia metatarsale. Realizzato in materiale sintetico. Rivestimento in pelle.

Codice N.T.

061203042 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203045 Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare avvolgente



Plantare con bordi laterali avvolgenti costruiti su calco, alette bilaterali avvolgenti alte. Realizzato in materiale sintetico o cuoio. Rivestimento in pelle.

Codice N.T.

061203054 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203057 Oltre il n. 34

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare con quarto di sfera



Plantare in piano con $\frac{1}{4}$ di sfera in gomma piuma deprimibile al 20 o al 50% posizionata alla base astraglica. Supinazione del calcagno.

Codice N.T.

061203042 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203045 Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare in cuoio e sughero



Plantare costruito su misura, modellato su calco di gesso.
Caratterizzato da volta longitudinale mediale e laterale e goccia metatarsale. Realizzato in cuoio rinforzato con sughero. Rivestimento in pelle.

Codice N.T.

061203042 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203045 Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare ad elica tipo Lilievre



Plantare su misura costruito su forma di serie, cuneo supinatore al retro piede e cuneo pronatore laterale. Rivestimento in pelle.

Codice N.T.

061203042 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203045 Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare a conchiglia



Plantare con bordi laterali avvolgenti costruiti su calco in fibra ad alta resistenza. Modellamento della volta ed avvolgenza al calcagno.

Codice N.T.

061203054 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203057 Oltre il n. 34

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare tipo Viladot



Emiplantare costruito in alluminio su calco, alloggiamento calcaneare con volta longitudinale mediale.

Codice N.T.

061203042 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203045 Oltre il n. 34

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

Plantare dinamico



Costruito tramite impronta dinamica computerizzata e scansione 3d del piede. Realizzato in schiuma espansa, senza rivestimento.

Codice N.T.

061203042 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203045 Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare dinamico multicolor



Costruito tramite impronta dinamica computerizzata e scansione 3d del piede. Realizzato in materiale multistrato, senza rivestimento.

Codice N.T.

061203036 Dal n. 18 al n. 33

oppure

061203039 Dal n. 34 al n. 46

Codice N.T. (aggiuntivi)

061203103 Rivestimento in pelle

061203106 Compenso di riempimento

061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm